

Más rápido y seguro

# SpeedCEM



Cemento composite universal autoadhesivo



**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation

# RÁPIDO

# FÁCIL

SpeedCEM es un cemento composite autoadhesivo que simplifica y acelera los procedimientos de cementación, ya que elimina la necesidad de acondicionamiento previo con ácido fosfórico y bonding.

SpeedCEM no se mezcla manualmente. A diferencia de los productos que se suministran en cápsulas, SpeedCEM no requiere ningún procedimiento de trabajo adicional.

SpeedCEM es más fácil de usar que los cementos convencionales y ofrece las ventajas adicionales de los composites de cementación:

- Polimerización dual
- Alta resistencia
- Altos valores de adhesión
- Alta translucidez
- Baja solubilidad en agua
- Radiopacidad

## NO PUEDE SER MÁS FÁCIL

- Sin grabado con ácido fosfórico
- Sin primer, agentes adhesivos ni adhesivos esmalte-dentinarios
- Sin mezcla manual
- Sin equipo de mezcla
- Sin mezcladores de cápsulas
- Sin dispositivos de extrusión ni inyectores

SpeedCEM se mezcla al mismo tiempo que se dispensa de la jeringa doble y se aplica directamente en la restauración.



### Caso clínico: Ronny Watzke, Odontólogo; Franz Perkon, Protésico



Situación pre-operativa



Aplicación de SpeedCEM



Colocación del puente



Fotopolimerización del material sobrante Técnica de cuadrantes



Retirada del sobrante



Restauración finalizada

# SpeedCEM


# VERSÁTIL

SpeedCEM está indicado en la cementación autoadhesiva de restauraciones indirectas realizadas con los siguientes materiales:


- Metal y metal-cerámica
- Cerámicas sin metal de alta resistencia (cerámicas de óxido de circonio, disilicato de litio y óxido de aluminio)
- Composites reforzados con fibra



SpeedCEM contiene un monómero adhesivo ácido, que está firmemente integrado en la matriz de composite.




SpeedCEM está disponible en tres colores con tres diferentes grados de translucidez



SpeedCEM está formulado en base a muchos años de experiencia con composites de cementación, tales como Variolink II y Multilink Automix.


Comparado con productos de la competencia, SpeedCEM muestra extraordinarias propiedades de material, tales como:

## RESISTENCIA DE ADHESIÓN AL CIZALLAMIENTO (autopolimerizable)




Ensayo de resistencia de adhesión al cizallamiento ISO TS 11405  
I&D Ivoclar Vivadent AG  
Diciembre 2008

## RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (después de la fotopolimerización)



Método de ensayo según ISO 4049:200  
I&D Ivoclar Vivadent AG  
Diciembre 2008

## RADIOPACIDAD



Método de ensayo según ISO 4049:2000  
I&D Ivoclar Vivadent AG  
Diciembre 2008

Rely X Unicem, G-Cem™ y Maxcem Elite™ son marcas comerciales no registradas de Ivoclar Vivadent

# SpeedCEM

RÁPIDO • FÁCIL • VERSÁTIL

## FORMAS DE SUMINISTRO

### Refill Transparente 627590AN

- 1 Jeringa Automezcla SpeedCEM transparente, 9g
- 15 puntas de mezcla



### Refill Amarillo 627591AN

- 1 Jeringa Automezcla SpeedCEM amarillo, 9g
- 15 puntas de mezcla



### Refill Opaco 627592AN

- 1 Jeringa Automezcla SpeedCEM opaco, 9g
- 15 puntas de mezcla



### Refill Puntas de mezcla 592225

- 15 puntas de mezcla



### Refill Root Canal Tips 603018

- 5 puntas de mezcla
- 5 Intra Canal tips



SpeedCEM es compatible con

**PS e.max** | **PS InLine** | **PS InLine PoM** | **PS d.SIGN** | **SR Adoro** | **FRC Postec Plus**



Este producto forma parte de nuestro campo de Expertos en Cerámica sin Metal. Todos los productos de este campo se encuentra óptimamente coordinados entre si.

Las descripciones y datos no constituyen garantía de sus propiedades.  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
628721/1009/s

**Ivoclar Vivadent S.L.U.**  
c/ Emilio Muñoz N° 15  
Entrada c/ Albarracín  
E-28037 Madrid  
Spain  
Tel. + 34 91 375 78 20  
Fax + 34 91 375 78 38  
www.ivoclarvivadent.es

**Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.**  
Calle 134 No. 7-B-83,  
Of. 520  
Santafé de Bogotá  
Colombia  
Tel +57 1 627 33 99  
Fax +57 1 633 16 63

**Ivoclar-Vivadent S.A. de C.V.**  
Av. Mazatlán No. 61, Piso 2  
Col. Condesa  
06170 México, D.F.  
Mexico  
Tel. +52 (55) 5062-1000  
Fax +52 (55) 5062-1029  
www.ivoclarvivadent.com.mx

**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstrasse 2  
FL-9494 Schaan  
Principality of Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com

**ivoclar vivadent**  
passion vision innovation